

RESPIRONICS®



MELHORAR UMA COISA BOA NUNCA É FÁCIL.  
MAS NÓS CONSEGUIMOS.

BIPAP® SYNCHRONY® AGORA DISPONÍVEL COM UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA



## BiPAP® Synchrony®

Melhorar uma coisa boa como o BiPAP Synchrony não é fácil quando este já possui AVAPS (Suporte de Pressão Garantida de Volume Médio) o qual garante ventilação apropriada para o seu paciente durante o processo da doença; o comprovado BiPAP Digital Auto-Trak™ Sensitivity da Respironics; RiseTime™ ajustável; e alarmes integrados. **Mas nós conseguimos.** BiPAP Synchrony agora possui uma nova plataforma menor e está disponível com umidificação aquecida integrada e SmartCard® com Encore®Pro.

### Informações para Pedido

Item	N° Parte
BiPAP Synchrony Internacional	1029756
BiPAP Synchrony Internacional – Pacote Central	1029759
BiPAP Synchrony - Canadá	CA 1029756
BiPAP Synchrony – Canadá – Pacote Central	CA 1029759
BiPAP Synchrony - Austrália	AU 1029756
BiPAP Synchrony – América Latina	LA 1029756
BiPAP Synchrony - Alemanha	1029757
BiPAP Synchrony – Alemanha – Pacote Central	1029758
Software Encore Pro	1009583
Cabo de Comunicações Blindado Encore (6 pés/1,83 m)	1000814
Adaptador de Cabo 9 para 25 Pinos - Encore	532348
Estação de Leitura SmartCard	1003543
Pacote de Smartcards (10 cartões)	1003304
Filtros Pólen (Reutilizáveis; 2 por Pacote)	1005964
Filtros Ultrafinos (Descartáveis; 2 por Pacote)	1005945
Tubulação Reutilizável para Paciente (6 pés/1,83 m, Cinza)	622038
Umidificador Aquecido Remstar®	1005792
Câmara do Umidificador Aquecido Remstar (Reposição)	1008619

### Especificações BiPAP Synchrony – Exatidão de Controle

Parâmetro	Faixa	Exatidão da Pressão (Estática)	Exatidão da Pressão (Dinâmica)
IPAP	4 a 30 cm H <sub>2</sub> O	± 2 cm H <sub>2</sub> O das configurações	± 5 cm H <sub>2</sub> O das configurações
EPAP	4 a 25 cm H <sub>2</sub> O	± 2 cm H <sub>2</sub> O das configurações	± 5 cm H <sub>2</sub> O das configurações
CPAP	4 a 20 cm H <sub>2</sub> O	± 2 cm H <sub>2</sub> O das configurações	± 5 cm H <sub>2</sub> O das configurações

Parâmetro	Faixa	Exatidão
<b>AVAPS</b>		
IPAP Min	Da EPAP a IPAP Max	
IPAP Max	Da IPAP Min a 30 cm H <sub>2</sub> O	
Vte Alvo	De 200 ml a 1500 ml	
Alarme	Vte Baixo (pode ser desabilitado)	
Freqüência Respiratória	0 a 30 BPM (PC e S/T) 4 a 30 BPM (T)	Acima de 1 BPM ou ± 10% da configuração quando determinado acima de um período de quatro minutos
Inspiração Cronometrada	0,5 a 3,0 seg	± (0,10% da configuração + 0,1 seg)
Tempo de Elevação	100 a 600 mseg	± 25%
Duração de Rampa	0 a 45 min	± 10% da configuração



O Umidificador Aquecido do BiPAP Synchrony, com câmara de água transparente, é fácil de encher e conectar.



O Sistema de Suporte Ventilatório BiPAP Synchrony possui o Digital Auto-Trak Sensitivity™ para melhor corresponder ao padrão respiratório do paciente e melhorar a compensação de vazamentos.

## RESPIRONICS®

Serviço ao Cliente:  
800-345-6443 ou 724-387-4000  
Respironics Europe:  
+33-1-47-52-30-00  
Respironics Asia Pacific:  
+81-3-5280-9611

ADVERTÊNCIA: A Lei Federal dos Estados Unidos restringe estes dispositivos à venda ou sob pedido de um médico.

BiPAP, REMstar, Encore, SmartCard, Digital Auto-Trak Sensitivity e RiseTime são marcas registradas e "Respironics" é uma marca de serviço da Respironics, Inc. e suas afiliadas.

©2006 Respironics, Inc. e suas afiliadas